

COMPACT-TENS ECO-DE®

User Manual



Index

Mechanism	2
Features	2
Instructions for correct operation.....	2
Usage	3
Safety Precautions.....	4
Maintenance and storage	4
Trouble Shooting	5
Charging tips.....	5

Mechanism

Based on physics, bionics, bio-electricity, human engineering principles and combined with modern microelectronic technology, research and development of high-tech, Compact-Tens is a sport body sculptor device. It is controlled by the microcomputer processor, equipped with six groups of different methods of automatic procedures for body sculpting. It can produce different frequencies and intensities of bio-pulse; these pulses will stimulate the safety of the body's motor neurons, so that muscle contraction exercise and burn fat in the layer of oxygen-rich environment. Bio-pulse signals effectively breaks down fats, consumption of excess calories.

Many professional athletes are using this advance technology to stay in shape. Now, you can sit comfortably at home to enjoy the benefits of body sculpting method. Put the pads on the parts of your body you want to exercise, and after a period, you will have a perfect shape. Moreover, it can eliminate back pain, neck stiffness and other diseases of modern civilization.

Features

1. Without side effects, it does not produce dependence.
2. Modern design and 6 different sets of body sculpting modes (Intelligent mode).
3. Gentle-start design
4. 10 strength can be adjusted
5. Built-in timer, sports instrument off automatically after 15 minutes of work.
6. Standby mode, 20 seconds after motion instrument (it will automatically shut down)

Instructions for correct operation

This button is used to select the mode; six kinds of preset mode, the corresponding button will be lighted.

ON/: turn on, increase output strength. Press this button once at the beginning, and then press again to increase intensity.

OFF/: press this button once, corresponding to decrease output strength, until turning off the device.

LED I: Sport fat burn patterns

LED II: Deep fat burn patterns

LED III: Shock shape pattern

LED IV: Massage mode

Usage

1. Before using, consume the rest of electricity. Then charge.
2. Aim magnetic clasp of the patch at the magnetic buckle on the bottom of the main machine.
3. Tear off the smooth protective film of the patch. Do not throw away, keep it.
4. Put the device together with the patch on the part of your body you want to exercise. Make sure it makes contact to your body.
5. Press ON
6. After the light, press MODE to select function.
7. After selecting the mode, press ON button to increase intensity.
8. To reduce intensity press OFF button.
9. To switch the device off, press OFF button until it stops. It has an automatic shut down after 15 minutes.
10. Put the film back into the patch after using and storage carefully.

Safety Precautions

Never use the equipment with the following instruments:

- 1) Heart rate regulator and body built-in electronic therapeutic instruments.
- 2) Artificial cardio pneumatic pacemaker, electronic life support and treatment instruments.
- 3) Cardio meter and wearing-on type electronic therapeutic instruments.

Malfunction or danger may occur for the patients who have been using the above listed instruments together with our equipment.

Follow doctor's advice for the patients who are under medical treatment or for sufferers from the following:

- 1) Malignant tumour
- 2) Menstrual phase or pregnancy
- 3) Do not adopt the equipment near of heart disease patients
- 4) Fever above 38°
- 5) Abnormal cutaneous anaphylaxis
- 6) Do not adopt the equipment in the eye, inside the mouth, genital parts and external skin trauma.
- 7) Do not use the equipment simultaneously with other instruments or coated medicine.

Maintenance and storage

- 1) Clean the main part of the device with a soft cloth. Never use thinner gasoline or other toxic liquids.
- 2) Cleaning the electrode: a contaminated electrode may be cleaned with wet cloth or rinsed with fresh water, it can be used again after dry.
- 3) Storage: place the device out of children's reach; keep it away from moisture, high temperatures, direct sunlight or water, etc. Take batteries out of the device when it is not in use for a long time.

Trouble Shooting

Status of the Product	Cause	Solutions
Cannot turn on	Battery used up	Check the cause and charge the battery
	Adhesive sides are damaged	Replace with new pads
Stimulation becomes weak or tingling	Electrode contacting skin correctly	Stick the mat firmly onto the skin
	Dirt on mat surface	Clean or change mat
	Intensity too weak	Adjust ON button or change the battery
Treated surface flushing, itching or tingling	Skin reaction against mat contact	Check skin allergies. For slight or severe allergy, stop treatment
	Therapy is too long	Shorten time
	The adhesive is dirty or dry	Wash it with water, use it after dry

Charging tips

1. When charging, the red light will be on.
2. After red light turns green, means that the charging is complete, unplug the charger and charging connector.
3. When the green light is on, unplug the charging plug, to avoid prolonged transition charge.

COMPACT-TENS ECO-DE®

Manual



CONTENIDO

Mecanismo	7
Características	7
Instrucciones para una correcta operación	7
Uso	8
Precauciones de seguridad	12
Mantenimiento y almacenaje	9
Problemas y Soluciones	10
Consejos de carga	10

Mecanismo

Basado en la física, biónica, bio-electricidad, principios de ingeniería humana y combinado con la tecnología micro electrónica moderna, investigación y desarrollo de la alta tecnología; Compact -Tens es un aparato escultor del cuerpo deportista. Esta controlado por un micro ordenador, equipado con 6 diferentes métodos de procesos automáticos para esculpir el cuerpo. Puede producir diferentes frecuencias e intensidades de bio-pulsación, estas pulsaciones estimularán la seguridad de las neuronas motoras del cuerpo, y así ejercitar la contracción del músculo y quemar calorías. Las señales de las bio-pulsaciones efectivamente rompen las grasas y acaban con el exceso de calorías.

Muchos atletas profesionales utilizan esta avanzada tecnología para mantenerse en forma. Ahora usted tiene la oportunidad de sentarse en casa y disfrutar de los beneficios del método escultor del cuerpo. Ponga los parches en la parte de su cuerpo que quiera ejercitar, y después de un periodo de tiempo, conseguirá una figura perfecta. Además, puede eliminar el dolor de espalda, las cervicales rígidas, entre otras enfermedades.

Características

1. Sin efectos secundarios, no produce dependencia.
2. Diseño moderno con 6 diferentes modos de ejercitación. (modo inteligente)
3. Primer nivel moderado
4. 10 diferentes intensidades
5. Temporizador, se apaga automáticamente después de 15 minutos de duración.
6. Programa de pausado, 20 segundos después de cada movimiento (se parará automáticamente)

Instrucciones para una correcta operación

Este botón se utiliza para seleccionar el modo; 6 tipos de modos programados, el botón correspondiente se encenderá.

ON/: botón de encendido, aumenta la intensidad. Pulsar este botón para encender una vez, luego pulsar repetidamente para aumentar la intensidad.

OFF/: pulsar este botón para disminuir la intensidad, hasta que finalmente se apague el equipo.

LED I: Modo quema grasas sport

LED II: Modo quema grasas intenso

LED III: Modo perfilar cuerpo

LED IV: Modo masaje

Uso

1. Antes de usar, consumir toda la batería. Después, cargar.
2. Unir el cierre magnético de la pegatina con el centro de la parte de atrás del parche del aparato principal.
3. Despegue el film protector del parche. No lo tire, conservarlo para después.
4. Ajustarlo todo en la parte del cuerpo a tratar. Asegurarse de que se adapta bien al cuerpo.
5. Presionar el botón ON.
6. Después de la luz, presione el botón MODO para seleccionar la función.
7. Después de seleccionar el modo, pulse On para seleccionar la intensidad.
8. Para reducir intensidad presione OFF.
9. Para apagar el aparato, presione OFF hasta que deje de funcionar. Tiene un stop automático después de 15 minutos.
10. Vuelva a poner el film después de usar y guárdelo cuidadosamente.

Precauciones de seguridad

Nunca utilice el equipo con los siguientes instrumentos:

- 1) Regulador del ritmo del corazón y aparatos electrónicos terapéuticos del cuerpo.
- 2) Marcapasos artificiales, soportes de vida electrónicos e instrumentos de tratamiento.
- 3) Metros de cardio e instrumentos terapéuticos electrónicos.

Daños o fallos pueden ocurrir a los pacientes que hayan estado utilizando los instrumentos arriba listados junto con nuestro equipo.

Siga el consejo de su doctor si esta bajo tratamiento médico o si sufre de lo siguiente:

- 1) Tumores malignos
- 2) Fase menstrual o embarazo
- 3) No adapte el equipo cerca de pacientes enfermos del corazón
- 4) Fiebre mayor de 38º
- 5) Anafilaxia cutánea anormal
- 6) No utilice el equipo para los ojos, dentro de la boca, partes genitales y traumas externos de la piel.
- 7) No lo utilice simultáneamente con otros instrumentos o con medicamentos.

Mantenimiento y almacenaje

- 1) Limpie la parte principal del aparato con un trapo suave. Nunca utilice gasolina o líquidos tóxicos.
- 2) Limpieza del electrodo: un electrodo contaminado debe ser limpiado con una bayeta mojada o enjuagada con agua, se puede volver a utilizar otra vez después del secado.
- 3) Almacenaje: mantenga el aparato fuera del alcance de los niños; manténgalo alejado de la humedad, altas temperaturas, del sol o agua directa, etc. Sacar las baterías fuera del aparato cuando no vaya a ser utilizado durante un largo tiempo.

Problemas y Soluciones

Situación del Producto	Causa	Solución
No se enciende el aparato	Batería desgastada	Comprobar y cargar
	Adhesivos dañados	Reemplazar con nuevas almohadillas
Estimulación se vuelve débil o cosquilleante	Electrodo debe contactar con la piel correctamente	Apretarlo firmemente contra la piel
	Suciedad en la superficie	Cambiar o limpiar el parche
	Intensidad demasiado débil	Aumentar intensidad con ON, o cambiar la batería
Superficie tratada enrojecida, pica o cosquilleos	Reacción de la piel con el contacto del aparato	Comprobar alergias. Para alergias leves o severas, parar tratamiento
	Terapia demasiado larga	Acortar tiempo
	Adhesivo sucio o seco	Lavarlo con agua y usarlo después de seco

Consejos de carga

1. Mientras se esté cargando, habrá una luz roja.
2. Cuando la luz se ponga verde, querrá decir que la carga está completa, desenchufe el cargador de la luz.
3. Cuando se ponga la luz verde, desconéctelo de la corriente para evitar carga prolongada.

COMPACT-TENS ECO-DE®



Manuale

INDICE

Meccanismo	12
Caratteristiche	12
Istruzioni per un corretto funzionamento	12
Uso	13
Precauzioni di sicurezza	14
Manutenzione e Conservazione.....	14
Problemi e soluzioni	10
Punte di carica.....	10

Meccanismo

Compact-Tens è il risultato di principi fisici, di bionica, bio-energia elettrica, ingegneria umana; è un apparecchio scultore del corpo dell' atleta. È controllato da un microcomputer, dotato di 6 differenti metodi di processi automatici per scolpire il corpo. Si può produrre diverse frequenze ed intensità di bio-impulsi, i quali stimolano la sicurezza dei motoneuroni del corpo, e quindi danno ordini per esercitare la contrazione del muscolo e bruciare calorie. I segnali del bio-impulsi efficacemente scompongono il grasso e rimuovono le calorie in eccesso.

Molti atleti professionisti utilizzano questa tecnologia per mantenersi in forma. Adesso avete la possibilità di stare a casa e approfittare dei vantaggi del metodo scultore del corpo. Mettete il cerotto sulla parte del corpo che desiderate esercitare, e dopo un periodo di tempo, otterrà una figura perfetta. Inoltre, è possibile eliminare il mal di schiena, cervicale rigido tra altre malattie.

Caratteristiche

1. Nessun effetto collaterale, non produce dipendenza.
2. Design moderno con 6 diverse modalità di esercizio. (modalità intelligente)
3. Primo livello moderato
4. 10 diverse intensità
5. Timer si spegne automaticamente trascorsi 15 minuti..
6. Programma pausa 20 secondi dopo ogni movimento (si ferma automaticamente)

Istruzioni per un corretto funzionamento

Questi pulsanti sono utilizzati per selezionare la modalità;

6 tipi di modalità programmate (il pulsante selezionato si accende).

ON/: pulsante di accensione e aumento l'intensità. Premere il pulsante una volta per attivare, e premere ripetutamente per aumentare l'intensità.

OFF/: premere questo pulsante per diminuire l'intensità, fino a spegnere completamente l'apparecchio.

LED I: Modalità bruciare i grassi sport

LED II: Modalità bruciare i grassi intenso

LED III: Modalità forma del corpo

LED IV: Modalità di massaggio.

Uso

1. Prima di utilizzare, consumare tutta la batteria, poi caricare.
2. Attaccare l'adesivo della chiusura magnetica con il centro della parte posteriore della patch dell'unità principale.
3. Sbucciare la pellicola protettiva della patch. Non gettarlo, conservarla per dopo.
4. Circoscrivere la parte del corpo da trattare. Assicurarsi che si adatti bene al corpo.
5. Premere il tasto ON.
6. Premere il tasto MODE per selezionare la funzione.
7. Premere ON per selezionare l'intensità.
8. Premere OFF per ridurre intensità.
9. Per spegnere, mantenete premuto OFF fino a smettere di lavorare. Spegnimento automatico trascorsi 15 minuti.
10. Mettere il film dopo l'uso e conservare.

Precauzioni di sicurezza

Non utilizzare mai se:

- 1) Avete un regolatore di frequenza cardiaca o dispositivi elettronici terapeutici nel corpo.
- 2) Avete un pacemaker artificiale, supporti di vita elettronici o strumenti di trattamento.
- 3) Metri di cardio e strumenti terapeutici elettronici.

Possono verificarsi danni o malfunzionamenti se i clienti utilizzano i dispositivi sopra elencati con il apparecchio Compact -Tens.

Seguite i consigli del vostro medico se siete su farmaci o se soffrite qualunque di le seguenti malattie:

- 1) Tumori maligni
- 2) Mestruazione o gravidanza
- 3) Non adattare l'apparecchio vicino a malati di cuore
- 4) Febbre superiore a 38°
- 5) Anafilassi cutanea anormale
- 6) Non utilizzare l'apparecchiatura per gli occhi, dentro la bocca, genitali e traumi della pelle esterna.
- 7) Non utilizzare insieme ad altri strumenti o droghe.

Manutenzione e Conservazione

- 1) *Pulire* la parte anteriore dell'apparecchio con un panno morbido. Non utilizzare benzina o tossici.
- 2) *Pulizia dell'elettrodo*: un elettrodo contaminato deve essere pulito con un panno umido o sciacquare con acqua, può essere riutilizzato dopo l'asciugatura.
- 3) *Conservazione*: conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; Tenere lontano da umidità, temperature elevate, luce diretta del sole o l'acqua, etc. Rimuovere le batterie della macchina quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Problemi y Soluzioni

Problema	Causa	Soluzione
Non si accende	Batteria scarica	Verificare e caricare
	Adesivi danneggiati	Sostituire con pastiglie nuove
Stimolazione diventa debole o formicolio	Elettrodo dovrebbe essere correttamente in contatto con la pelle	Stringere saldamente contro la pelle
	Sporcizia superficiale	Cambiare o pulire la patch
	Intensità troppo debole	Aumentare l'intensità con ON, o sostituire la batteria
Arrossamento, prurito o pizzicore sulla superficie trattata	Reazione della pelle in contatto con l'apparecchio	Controllare le allergie. Per le allergie lievi o gravi, interrompere il trattamento
	Terapia troppo lunga	Ridurre il tempo
	Adesivo sporco o secco	Lavare con acqua e utilizzare dopo asciutto

Punte di carica

1. Durante la carica, luce rossa.
2. Quando la luce diventa verde, significa che la carica è completa. Scollegare il caricabatteria.

COMPACT-TENS ECO-DE®

Manuale



Contenu

Mecanisme.....	17
Caractéristiques.....	17
Instructions pour le bon fonctionnement	17
Utilisation.....	18
Mesures de sécurité	18
Entretien et rangement	18
Problèmes et solutions	19
Charge Conseils	19

Mecanisme

Basé sur la physique, bionique, bio-électricité, des principes d'ingénierie humaines, conjugués à la technologie électronique micro moderne, la recherche et le développement de la haute technologie; Compact-Tens est un appareil de sculpteur de corps. Il est contrôlé par un microordinateur, équipé de 6 méthodes différentes de processus automatiques pour sculpter le corps. Il peut produire différentes fréquences et intensités de bio-impulsions, ces impulsions stimulent la sécurité des neurones moteurs du corps, et donc exercer la contraction des muscles et brûler des calories. Les signaux de la bio-impulsions effectivement décomposer les graisses et se terminent avec l'excès de calories.

De nombreux athlètes professionnels utilisent cette technologie pour garder la forme.

Maintenant, vous avez la possibilité de rester à la maison et profiter des avantages de corps de la méthode de sculpteur. Mettez le patch sur la partie de votre corps que vous souhaitez exercer, et après une période de temps, obtenir une silhouette parfaite. En outre, vous pouvez éliminer les maux de dos, col rigide, entre autres maladies.

Caractéristiques

1. Pas d'effets secondaires, ne produit pas de dépendance.
2. Design moderne avec 6 modes d'exercice différents. (intelligemment)
3. Fermer niveau modéré
4. 10 différentes intensités
5. minuterie se éteint automatiquement après 15 minutes.
6. Programme tranquillement 20 secondes après chaque déplacement (se arrête
7. automatiquement)

Instructions pour le bon fonctionnement

Ce bouton est utilisé pour sélectionner le mode; 6 types de modes programmés, le bouton se allume.

ON /: bouton, augmente l'intensité. Appuyez sur ce bouton pour tourner une fois, puis appuyez plusieurs fois pour augmenter l'intensité.

OFF /: appuyez sur ce bouton pour diminuer l'intensité, jusqu'à ce que finalement l'ordinateur se éteigne.

LED I: la combustion des graisses en mode sportive

LED II: le mode de combustion des graisses intense

LED III: la forme du corps de mode

LED IV: Mode Massage

Utilisation

1. Avant d'utiliser, consomment toute la batterie. Puis télécharger.
2. Apposer l'autocollant de fermeture magnétique avec le centre de l'arrière de la principale correction d'unité.
3. Retirez la pellicule de protection du patch. Ne le jetez pas, conserver pour plus tard.
4. adapter autour de la partie du corps à traiter. Assurez-vous que se adapte bien au corps.
5. Appuyez sur le bouton ON.
6. Après la lumière, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner la fonction.
7. Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur pour sélectionner l'intensité.
8. Afin de réduire l'intensité appuyez sur OFF.
9. Pour éteindre, appuyez sur OFF pour arrêter de travailler. A un arrêt automatique après 15 minutes.
10. Re-set du film après usage et conservez-le soigneusement.

Mesures de sécurité

Ne jamais utiliser la machine avec les instruments suivants:

1. la fréquence cardiaque de réglementation et le corps appareils thérapeutiques.
2. stimulateur cardiaque, vie électronique soutient et met en oeuvre un traitement.
3. Mètres d'outils thérapeutiques cardio et électroniques.

Domages ou une rupture patients qui ont utilisé les instruments énumérés ci-dessus peuvent se produire avec notre équipe. Suivez les conseils de votre médecin si vous prenez des médicaments ou souffrez de ce qui suit:

1. Tumeurs malignes
2. la phase menstruelle ou de grossesse
3. Ne pas adapter l'équipement à proximité de patients cardiaques
4. La fièvre supérieure à 38°
5. anaphylaxie cutanée anormale
6. Ne pas utiliser l'équipement pour les yeux, dans la bouche, les organes génitaux et les traumatismes de la peau externe.
7. Ne pas utiliser simultanément avec d'autres instruments ou des médicaments.

Entretien et rangement

1. Nettoyez le devant de l'appareil avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'essence ou toxique.
2. Nettoyez l'électrode: une électrode contaminée doit être nettoyé avec un chiffon humide ou rincer à l'eau, peut être réutilisé à nouveau après séchage.
3. Stockage: garder le produit hors de portée des enfants; Tenir à l'écart de l'humidité, des températures élevées, lumière directe du soleil ou de l'eau, etc. Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Problèmes et solutions

Situation du produit	Cause	Solution
Aucune stimulation ou LCD écran	Couvercle de la batterie avec des objets étrangers	Vérifier et retirer
	Batteries usées ou l'inversion de polarité	Vérifier et supprimer ou réinstaller batteries
	Branchez correctement inséré dans la prise	Connexion correcte entre l'électrode et le câble et la fiche
Stimulation devient faible ou de picotement	Électrode doit contacter la peau correctement	Serrez fermement contre la peau
	La contamination de surface	Remplacez ou nettoyez le patch
	¿Huile sur votre peau?	Nettoyer la peau
Surface traitée rougeurs, des démangeaisons ou des picotements	Appareil de réaction de la peau avec le contact	Vérifiez allergies. Pour les allergies graves ou légères, arrêter le traitement
L'appareil se arrête pendant le traitement en moins de 15min.	Batteries usées	Remplacez les piles
Vous ne pouvez pas tourner le dos après minuterie d'arrêt automatique	Normal	Eteindre l'unité et attendre 3 secondes pour revenir en arrière

Charge Conseils

1. Pendant la charge, il y aura un feu rouge.
2. Lorsque le feu passe au vert, cela signifie que le chargement est terminé, débranchez la lumière du chargeur. Lorsque le feu passe au vert, le débrancher de la prise pour éviter prolongée.

WARRANTY



CONDITIONS:

- A. This product guarantee will be accepted by ECOGEST TRADE S.L., provided that it is correctly completed and the attached card has been stamped and send to ECOGEST TRADE S.L.
- B. The responsibility of ECOGEST TRADE S.L. C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) it is limited to the repair of the articles that has some deficiency of technical character or of manufacture. The return postage will be borne by the seller.
- C. All repairs which are carried out under the present guarantee should be performed by an establishment which is duly authorized by ECOGEST TRADE S.L.
- D. This guarantee will not be considered valid in those cases which result from the misuse.
- E. Incorrect application or manipulation of the product.
- F. Validity of guarantee for 2 years from the delivery date.

MODEL:

Delivery date:

Stamp of the company:

GARANTÍA



(Cumpliendo con la Ley 26/84 “general para la defensa de los consumidores y usuarios” y la Ley 7/96 “Ordenación de Comercio Minorista”)

CONDICIONES:

- A. *La garantía del presente artículo será reconocida por parte de ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) siempre que la ficha que se adjunta esté debidamente cumplimentada y sellada.*
- B. *La responsabilidad de ECOGEST TRADE S.L., está limitada a la reparación del artículo que tenga alguna deficiencia de carácter técnico o de fabricación. El porte de devolución será asumido por la empresa vendedora.*
- C. *Todas las reparaciones que se efectúen bajo la presente garantía deberán realizarse por un establecimiento debidamente autorizado por ECOGEST TRADE S.L..*
- D. *La garantía no será válida en aquellos casos derivados de un mal uso, mala aplicación o manipulación indebida del producto.*
- E. *Validez de la garantía por 2 años a partir de la fecha de entrega.*

MODELO:

Fecha de entrega:

Sello del establecimiento:

GARANZIA



CONDIZIONI:

- A. La garanzia del presente articolo sarà riconosciuta dalla ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) a condizione che la scheda allegata sia stata inviata alla ECOGEST TRADE S.L. debitamente compilata e firmata.
- B. La responsabilità di ECOGEST TRADE S.L., è limitata alla riparazione dell'articolo che abbia difetti di carattere tecnico e di costruzione.
- C. Tutte le riparazioni oggetto della presente garanzia dovranno essere Obbligatoriamente effettuate presso una struttura autorizzata dalla ECOGEST TRADE S.L..
- D. La garanzia non sarà ritenuta valida nei casi derivati da un cattivo uso, un'erronea applicazione o manipolazione scorretta del prodotto.
- E. Validità della garanzia per 2 anni a partire dalla data di acquisito/consegna.

MODELLO:

Data di consegna:

Timbro dello stabilimento:

GARANTIE



CONDITIONS:

- A. La garantie du présent article sera reconnue de la part de ECOGEST TRADE S.L., C/ En Proyecto 14, 46190 Ribarroja de Turia, Valencia (Spain) chaque fois que la fiche jointe sera dûment remplie et signée et envoyée à ECOGEST TRADE S.L..
- B. La responsabilité de ECOGEST TRADE S.L. se limite à la réparation de l'article qui présenterait quelconque déficience de type technique ou de fabrication. Les frais de retour seront pris en charge par le vendeur.
- C. Toutes les réparations qui s'effectuent sous la présente garantie devront être effectuées par un établissement dûment autorisé par ECOGEST TRADE S.L..
- D. La garantie ne sera pas valable dans le cas de mauvais usage, application et manipulation non correctes du produit.
- E. Validité de la garantie pour 2 années à partir de la date de livraison.

MODELE:

Date de livraison:

Cachet de l'établissement: